

PRODUCT/PRODUCTO	CODE/CODIGO	LOT/LOTE	EXP.DATE/CAD.
SERASCAN DIANA DIA	21020313	24003.01	2024-04-18

TEST PRUEBA	METHOD METODO	RESULTS RESULTADOS	SPECIFICATIONS ESPECIFICACIONES
Aspect Aspecto	AT.ESP.6006720	Correct Correcto	Sediment red. Supernatant transparent, colourless or slightly yellowish-pink. Blood clots and particles absence Sedimento color rojo Sobrenadante transparente, incoloro o ligeramente amarillento/rosado Ausencia de coágulos y partículas
ABO Typing Grupo ABO	AT.ESP.6006720	Correct Correcto	0
Direct Coombs Coombs Directo	AT.ESP.6006720	Correct Correcto	Negative Negativo
Rh + Kell Phenotyping Fenotipo Rh + Kell	AT.ESP.6006720	Correct Correcto	Indicated by supplier Indicado por el proveedor
Di ^a Antigen Antígeno Di ^a	AT.ESP.6006720	Correct Correcto	Positive Positivo
Performance Funcionamiento	AT.ESP.6006720	Correct Correcto	Negative results without agglutination nor haemolysis Negativos: no aglutinación ni hemólisis
Absorbance Absorbancia	AT.MET.168	Correct Correcto	≤ 0.100 U.A. (at release - a la liberación)
Hematocrit Hematocrito	REGD-0028512	Correct Correcto	0.6 – 0.9 %
Serologic Test Serología	Each donor unit used in the preparation of this product have been found non-reactive for HBsAg, anti-HIV-1+2, anti-HCV, RNA-HCV, RNA-HIV and DNA-HBV, when tested with licensed reagents. Nevertheless, there is no known method that ensures the non-transmission of Hepatitis and AIDS with products of human blood origin. All products derived from human blood should be treated as potentially infectious. Este producto ha sido fabricado a partir de un material no reactivo para el antígeno HBs, anti-VIH-1+2, anti-VHC, ARN-VHC, ARN-VIH y ADN-VHB, al probarlo con reactivos autorizados. Sin embargo, no existe ningún método conocido que asegure que los productos procedentes de sangre humana no transmitan la Hepatitis y SIDA. Los productos procedentes de sangre humana deben manipularse como si potencialmente fueran capaces de transmitir enfermedades infecciosas.		



Eva Lambea

Manager Reagents Quality Control

Jefe Control de Calidad de Reactivos

Date of issue: 22/FEB/2024

Fecha de emisión